

MIC-Verlengslang Tipparade

Algemeen

- Gebruik altijd een verlengslang om voeding en/of medicatie toe te dienen!

Aansluiten verlengslang op de MIC-KEY

- Was eerst uw handen met water en zeep en droog ze daarna goed af.
- Haal het afsluitdopje van de MIC-KEY.
- Steek de verlengslang in de MIC-KEY door de zwarte strepen op de verlengslang en de voedingskatheter in lijn te brengen.
- Vergrendel de verlengslang door de aansluiting rechtersom te draaien, totdat u weerstand voelt.

Voeden

- Gebruik de verlengslang altijd in combinatie met de meegeleverde spuit om voeding of medicatie toe te dienen. Tenzij voeding via de pomp wordt toegediend.
- Meng vloeibare voeding nooit met medicatie tenzij dit is voorgeschreven door de specialist.

Spoelen en loskoppelen

- Voor en na het toedienen van voeding en /of medicatie de verlengslang altijd doorspoelen met 100cc lauwwarm water.
- Koppel de verlengslang los van de MIC-KEY door deze linksom te draaien totdat de zwarte streep op de MIC-KEY in lijn is met de zwarte streep op de verlengslang.
- Maak de verlengslang los en zet het afsluitdopje van de MIC-KEY stevig terug.
- Spoel de verlengslang (nadat deze is losgekoppeld) door met warm water.
- Maak de verlengslang droog door er lucht door te spuiten.

Ter informatie:

- Gebruik geen koolzuurhoudende dranken of natriumcarbonaat om door te spoelen.
- Verlengslangen dienen om de paar weken te worden vervangen.