

Medovations slokdarmdilatatoren

De flexibele slokdarmdilatatoren van Medovations zijn verkrijgbaar in 16 maten, variërend van 15 FR tot en met 60 FR (5 tot en met 20 mm). De dilatatoren zijn geheel radiopaque en latexvrij en kunnen met een voerdraad worden ingebracht. Deze voerdraad, alsmede reinigingsborstels, reinigingsadapters en een stevige opbergkoffer zijn optioneel verkrijgbaar. Met de juiste zorg gaan de Medovations dilatatoren jarenlang mee.

Kenmerken

- Verkrijgbaar in 16 maten (van 15 FR, oplopend in stappen van 3 FR tot en met 60 FR);
- Leverbaar als complete dilatatieset, als miniset en per stuk;
- Gemakkelijk te reinigen met de optionele borsteltjes en adapters.



Voordelen

- Radiopaque van distale tip tot proximale uiteinde;
- Gemaakt van flexibel, doch stevig materiaal;
- Zowel Amerikaanse als Europese markeringen;
- Geheel latexvrij;
- SafeGuide voerdraad met radiopaque markeringen.



Postbus 5153
9700 GD Groningen
Nederland
tel. +31 (0)50 528 04 98
fax +31 (0)50 528 04 95
info@cobramedical.nl
www.cobramedical.nl

België
tel. +32 (0)70 66 05 70
fax +32 (0)70 66 05 72
info@cobramedical.be
www.cobramedical.be