

# MIC-Gastrostomiekatheter Tipparade

## Verzorging

- Was altijd eerst uw handen voor u de MIC-Gastrostomiekatheter gaat verzorgen.
- Indien onder de MIC-Gastrostomiekatheter een gaasje wordt gebruikt, maak dan gebruik van een splitgaasje en verwissel deze driemaal daags.
- Controleer de stoma dagelijks op roodheid, zwelling en dergelijke.
- Controleer om de twee weken de hoeveelheid water in de ballon en vul zonodig bij.

## Voeding en / of medicatie toedienen

- Spuit vóór het toedienen van voeding of medicatie de MIC-Gastrostomiekatheter door met 10 CC lauw water om de doorgankelijkheid van de MIC-Gastrostomiekatheter te controleren.
- Spuit na toediening van voeding of medicatie de MIC-Gastrostomiekatheter door met 10 CC lauw water.

## Verwisselen / Plaatsen

- Zet alle benodigdheden voor het verwisselen of plaatsen van de MIC-Gastrostomiekatheter klaar.
- Zorg altijd voor schone handen voordat de MIC-Gastrostomiekatheter verwisseld of geplaatst wordt.
- Haal het water uit de ballon van de MIC-Gastrostomiekatheter met de bijgeleverde spuit.
- Controleer of de verwijderde hoeveelheid water overeenkomt met de eerder in de ballon ingebrachte hoeveelheid en verwijder dan de MIC-Gastrostomiekatheter.
- Maak met lauw kraanwater en een gaasje de opening schoon. Let op: maak altijd schoon met een ronddraaiende beweging vanaf de opening naar de buitenkant.
- Gebruik het bijgeleverde glijmiddel op waterbasis bij de stoma en doe zonodig nog wat glijmiddel op de nieuwe MIC-Gastrostomiekatheter.
- Breng de MIC-Gastrostomiekatheter rustig in.
- Houd de MIC-Gastrostomiekatheter vast tijdens het plaatsen en vul de ballon met de voorgeschreven hoeveelheid water (5-7 CC).
- Test door 20 CC water via de MIC-Gastrostomiekatheter in de maag te laten lopen of de MIC-Gastrostomiekatheter goed in de maag is geplaatst.

## Wat niet te doen?

- Vul de ballon nooit met meer dan 10 CC water.
- Gebruik geen oliehoudend glijmiddel; dit kan de ballon beschadigen.