



MIC-KEY voedingskatheters





## *De MIC-KEY*

De MIC-KEY is een voedingskatheter die door de buikwand, via de stoma, in de maag wordt geplaatst. Met behulp van een ballon blijft de voedingskatheter op zijn plaats zitten. De ballon wordt pas in de maag met water gevuld. Hierdoor is de plaatsing van de MIC-KEY pijnloos en zeer eenvoudig. De gebruiker kan de MIC-KEY zelf verwisselen.



## *Gebruiksvriendelijk*

De MIC-KEY is een zeer gebruiksvriendelijk product. De voedingskatheter ligt namelijk plat op de huid. Alleen tijdens het toedienen van voeding en medicatie wordt er een verlengslang aan gekoppeld. De MIC-KEY is van veredelde siliconen gemaakt, waardoor de kans op huidirritatie minimaal is.



## *Ongekende vrijheid*

Patiënten die langdurig op sondevoeding zijn aangewezen hebben met de MIC-KEY een ongekende (bewegings)vrijheid.

Het product is bijzonder geschikt voor mensen met een sociaal en actief leven. Een MIC-KEY kan alleen geplaatst worden bij patiënten die een bestaand stoma hebben.

## *Een passende oplossing*


Met een uitgebreide maatvoering en een diversiteit aan accessoires, is voor elke gebruiker van de MIC-KEY een passende oplossing te vinden. De juiste lengte van de voedingskatheter wordt eenvoudig bepaald door eerst de stoma te meten met een meetkatheter. De MIC-KEY is verkrijgbaar in 13 lengtes en in de maten 12, 14, 16, 18, 20 en 24 french. De verlengslangen zijn universeel en passen daardoor op elke maat MIC-KEY.



## MIC-KEY

laag profiel gastrostomie voedingskatheter


## MIC- accessoires




0121-12  
0121-24




0122-02




0123-12  
0123-24



0124-12  
0124-24



0126-12  
0126-24



98460

### MIC-KEY laag profiel gastrostomie voedingskatheter

#### 12 french artikelnr.

artikelnr.		stomalengte
0120-12-0.8	MIC-KEY G 12 fr	0,8 cm
0120-12-1.0	MIC-KEY G 12 fr	1,0 cm
0120-12-1.2	MIC-KEY G 12 fr	1,2 cm
0120-12-1.5	MIC-KEY G 12 fr	1,5 cm
0120-12-1.7	MIC-KEY G 12 fr	1,7 cm
0120-12-2.0	MIC-KEY G 12 fr	2,0 cm
0120-12-2.3	MIC-KEY G 12 fr	2,3 cm
0120-12-2.5	MIC-KEY G 12 fr	2,5 cm
0120-12-2.7	MIC-KEY G 12 fr	2,7 cm
0120-12-3.0	MIC-KEY G 12 fr	3,0 cm
0120-12-3.5	MIC-KEY G 12 fr	3,5 cm
0120-12-4.0	MIC-KEY G 12 fr	4,0 cm

#### 18 french artikelnr.

artikelnr.		stomalengte
0120-18-0.8	MIC-KEY G 18 fr	0,8 cm
0120-18-1.0	MIC-KEY G 18 fr	1,0 cm
0120-18-1.2	MIC-KEY G 18 fr	1,2 cm
0120-18-1.5	MIC-KEY G 18 fr	1,5 cm
0120-18-1.7	MIC-KEY G 18 fr	1,7 cm
0120-18-2.0	MIC-KEY G 18 fr	2,0 cm
0120-18-2.3	MIC-KEY G 18 fr	2,3 cm
0120-18-2.5	MIC-KEY G 18 fr	2,5 cm
0120-18-2.7	MIC-KEY G 18 fr	2,7 cm
0120-18-3.0	MIC-KEY G 18 fr	3,0 cm
0120-18-3.5	MIC-KEY G 18 fr	3,5 cm
0120-18-4.0	MIC-KEY G 18 fr	4,0 cm
0120-18-4.5	MIC-KEY G 18 fr	4,5 cm
0120-18-5.0	MIC-KEY G 18 fr	5,0 cm

#### 14 french artikelnr.

artikelnr.		stomalengte
0120-14-0.8	MIC-KEY G 14 fr	0,8 cm
0120-14-1.0	MIC-KEY G 14 fr	1,0 cm
0120-14-1.2	MIC-KEY G 14 fr	1,2 cm
0120-14-1.5	MIC-KEY G 14 fr	1,5 cm
0120-14-1.7	MIC-KEY G 14 fr	1,7 cm
0120-14-2.0	MIC-KEY G 14 fr	2,0 cm
0120-14-2.3	MIC-KEY G 14 fr	2,3 cm
0120-14-2.5	MIC-KEY G 14 fr	2,5 cm
0120-14-2.7	MIC-KEY G 14 fr	2,7 cm
0120-14-3.0	MIC-KEY G 14 fr	3,0 cm
0120-14-3.5	MIC-KEY G 14 fr	3,5 cm
0120-14-4.0	MIC-KEY G 14 fr	4,0 cm
0120-14-4.5	MIC-KEY G 14 fr	4,5 cm
0120-14-5.0	MIC-KEY G 14 fr	5,0 cm

#### 20 french artikelnr.

artikelnr.		stomalengte
0120-20-0.8	MIC-KEY G 20 fr	0,8 cm
0120-20-1.0	MIC-KEY G 20 fr	1,0 cm
0120-20-1.2	MIC-KEY G 20 fr	1,2 cm
0120-20-1.5	MIC-KEY G 20 fr	1,5 cm
0120-20-1.7	MIC-KEY G 20 fr	1,7 cm
0120-20-2.0	MIC-KEY G 20 fr	2,0 cm
0120-20-2.3	MIC-KEY G 20 fr	2,3 cm
0120-20-2.5	MIC-KEY G 20 fr	2,5 cm
0120-20-2.7	MIC-KEY G 20 fr	2,7 cm
0120-20-3.0	MIC-KEY G 20 fr	3,0 cm
0120-20-3.5	MIC-KEY G 20 fr	3,5 cm
0120-20-4.0	MIC-KEY G 20 fr	4,0 cm
0120-20-4.5	MIC-KEY G 20 fr	4,5 cm
0120-20-5.0	MIC-KEY G 20 fr	5,0 cm

#### 16 french artikelnr.

artikelnr.		stomalengte
0120-16-0.8	MIC-KEY G 16 fr	0,8 cm
0120-16-1.0	MIC-KEY G 16 fr	1,0 cm
0120-16-1.2	MIC-KEY G 16 fr	1,2 cm
0120-16-1.5	MIC-KEY G 16 fr	1,5 cm
0120-16-1.7	MIC-KEY G 16 fr	1,7 cm
0120-16-2.0	MIC-KEY G 16 fr	2,0 cm
0120-16-2.3	MIC-KEY G 16 fr	2,3 cm
0120-16-2.5	MIC-KEY G 16 fr	2,5 cm
0120-16-2.7	MIC-KEY G 16 fr	2,7 cm
0120-16-3.0	MIC-KEY G 16 fr	3,0 cm
0120-16-3.5	MIC-KEY G 16 fr	3,5 cm
0120-16-4.0	MIC-KEY G 16 fr	4,0 cm
0120-16-4.5	MIC-KEY G 16 fr	4,5 cm
0120-16-5.0	MIC-KEY G 16 fr	5,0 cm

#### 24 french artikelnr.

artikelnr.		stomalengte
0120-24-1.5	MIC-KEY G 24 fr	1,5 cm
0120-24-1.7	MIC-KEY G 24 fr	1,7 cm
0120-24-2.0	MIC-KEY G 24 fr	2,0 cm
0120-24-2.3	MIC-KEY G 24 fr	2,3 cm
0120-24-2.5	MIC-KEY G 24 fr	2,5 cm
0120-24-2.7	MIC-KEY G 24 fr	2,7 cm
0120-24-3.0	MIC-KEY G 24 fr	3,0 cm
0120-24-3.5	MIC-KEY G 24 fr	3,5 cm
0120-24-4.0	MIC-KEY G 24 fr	4,0 cm
0120-24-4.5	MIC-KEY G 24 fr	4,5 cm
0120-24-5.0	MIC-KEY G 24 fr	5,0 cm



### *Gespecialiseerd in enterale voedingssystemen*

Cobra Medical levert een compleet pakket enterale voedingssystemen. Met deze MIC-voedingssystemen en de MIC-accessoires bieden wij een ruime variatie aan innovatieve producten voor het toedienen van voeding op de maag en het jejunum (dunne darm). Kimberly-Clark produceert de MIC-producten volgens de modernste fabricagetechnieken.

### *Scholing*

Cobra Medical organiseert regelmatig scholings- en voorlichtingsbijeenkomsten. In samenwerking met een aantal ziekenhuizen heeft Cobra Medical een professionele introductiefilm ontwikkeld. Op de film worden de procedures voor het plaatsen van de MIC-PEG en het wisselen van een MIC-KEY getoond. Voor informatie over de film of over ons scholingsprogramma kunt u contact met ons opnemen. Ook bent u van harte welkom op de congressen die wij in de verschillende regio's organiseren.

Actuele informatie hierover vindt u op onze website.



Postbus 5153  
9700 GD Groningen  
Nederland  
tel. +31 (0)50 528 04 98  
fax +31 (0)50 528 04 95  
info@cobramedical.nl  
www.cobramedical.com

België  
tel. +32 (0)70 66 05 70  
fax +32 (0)70 66 05 72  
info@cobramedical.be  
www.cobramedical.com

