

MIC-KEY Tipparade

Verzorging

- Was altijd eerst uw handen voor u de MIC-KEY gaat verzorgen.
- Indien onder de MIC-KEY een gaasje wordt gebruikt, maak dan gebruik van een splitgaasje en verwissel deze driemaal daags.
- Controleer de stoma dagelijks op roodheid, zwelling en dergelijke.
- Controleer om de twee weken de hoeveelheid water in de ballon en vul zonodig bij.

Voeding en / of medicatie toedienen

- Gebruik altijd een verlengslang om te voeden en/of medicatie toe te dienen.
- Spuit vóór het toedienen van voeding of medicatie de MIC-KEY met daaraan gekoppeld de verlengslang door met 10 CC lauw water om de doorgankelijkheid van de MIC-KEY te controleren.
- Spuit na toediening van voeding of medicatie de MIC-KEY en de verlengslang door met 10 CC lauw water.

Verwisselen / Plaatsen

- Zet alle benodigdheden voor het verwisselen of plaatsen van de MIC-KEY klaar.
- Zorg altijd voor schone handen voordat de MIC-KEY verwisseld of geplaatst wordt.
- Haal het water uit de ballon van de MIC-KEY met de bijgeleverde spuit.
- Controleer of de verwijderde hoeveelheid water overeenkomt met de eerder in de ballon ingebrachte hoeveelheid en verwijder dan de MIC-KEY.
- Maak met lauw kraanwater en een gaasje de opening schoon. Let op: maak altijd schoon met een ronddraaiende beweging vanaf de opening naar de buitenkant.
- Gebruik het bijgeleverde glijmiddel op waterbasis bij de stoma en doe zonodig nog wat glijmiddel op de nieuwe MIC-KEY.
- Breng de MIC-KEY rustig in.
- Houd de MIC-KEY tegen de huid gedrukt tijdens het plaatsen en vul de ballon met de voorgeschreven hoeveelheid water (5 CC).
- Test door 20 CC water in de MIC-KEY te laten lopen of de MIC-KEY goed in de maag is geplaatst.

Wat niet te doen?

- Vul de ballon nooit met meer dan 10 CC water.
- Gebruik geen oliehoudend glijmiddel; dit kan de ballon beschadigen.