


Cobra PEG katheter

Percutaan Endoscopische
Gastrostomie katheter



MIC-PEG complete set

De MIC-Percutane Endoscopische Gastrostomie Voedingskatheter wordt op eenvoudige wijze in het ziekenhuis geplaatst. De katheter blijft drie maanden tot één jaar in de stoma zitten. Daarna wordt de MIC-PEG vervangen door een MIC-KEY of een MIC-Gastrostromiekatheter.

Kenmerken

- Per stuk leverbaar, verkrijgbaar in de maten 14, 20 en 24 FR;
- Secur-lock externe fixatie en interne fixatieschijf;
- Universele bolus of luer-lok voedingsadapter;
- Medicijnpoort;
- Door contrastlijn goed zichtbaar op röntgenbeelden;
- Minimale kans op huidirritatie door gebruik van veredelde siliconen.

Inhoud basis PEG-pakket

- PEG-sonde;
- 0136-xx bolusadapter en 0137-xx schroefdraadadapter;
- Secur-lock uitwendige retentiering;
- Disposable scalpel met lemmet REF 11;
- 14 ga x 6,985 cm introductienaald;
- Luspositioneringsdraad;
- Slangklem;
- Gebruiksaanwijzing.

Complete set bestaat uit basis PEG-pakket plus

- 5 FR ophaallus (1,8 mm x 260 cm);
- 22 ga x 3,81 cm filterdraad;
- 25 ga x 1,5875 cm naald;
- Gevensterd laken met kleeflipje;
- 12 ml injectiespuit;
- Gaasjes van 10,16 x 10,16 cm en van 5,08 x 5,08 cm;
- Hechtdraad.

Artikelnummers

Art.nr	Maat (in FR)	Methode
0640-14	14 FR	Pull
0640-20	20 FR	Pull
0640-24	24 FR	Pull



Postbus 5153
9700 GD Groningen
Nederland
tel. +31 (0)50 528 04 98
fax +31 (0)50 528 04 95
info@cobramedical.nl
www.cobramedical.nl

België
tel. +32 (0)70 66 05 70
fax +32 (0)70 66 05 72
info@cobramedical.be
www.cobramedical.be