



Gespecialiseerd in enterale voedingssystemen

Cobra Medical levert een compleet pakket enterale voedingssystemen. Met deze MIC-voedingssystemen en de MIC-accessoires bieden wij een ruime variatie aan innovatieve producten voor het toedienen van voeding op de maag en het jejunum (dunne darm). Kimberly-Clark produceert de MIC-producten volgens de modernste fabricagetechnieken.

Scholing

Cobra Medical organiseert regelmatig scholings- en voorlichtingsbijeenkomsten. In samenwerking met een aantal ziekenhuizen heeft Cobra Medical een professionele introductiefilm ontwikkeld. Op de film worden de procedures voor het plaatsen van de MIC-PEG en het wisselen van een MIC-KEY getoond. Voor informatie over de film of over ons scholingsprogramma kunt u contact met ons opnemen. Ook bent u van harte welkom op de congressen die wij in de verschillende regio's organiseren.

Actuele informatie hierover vindt u op onze website.



Postbus 5153
9700 GD Groningen
Nederland
tel. +31 (0)50 528 04 98
fax +31 (0)50 528 04 95
info@cobramedical.nl
www.cobramedical.nl

België
tel. +32 (0)70 66 05 70
fax +32 (0)70 66 05 72
info@cobramedical.be
www.cobramedical.be

MIC-Gastrostomie voedingskatheter

De MIC-Gastrostomie voedingskatheter is gemaakt om enterale voeding en medicatie toe te dienen. De voedingskatheter is gemaakt van veredelde siliconen en is hierdoor huidvriendelijk en soepel.


MIC-B

Gastrostomie voedingskatheter



MIC-B Gastrostomie voedingskatheter

| artikelnr. | omschrijving | aanbevolen ballonvolume | verpakkings-eenheid |
|------------|---|-------------------------|---------------------|
| 0110-12LV | MIC-B Gastrostomie voedingskatheter 12 fr | 3-5 ml | 1 stuk |
| 0110-14LV | MIC-B Gastrostomie voedingskatheter 14 fr | 3-5 ml | 1 stuk |
| 0110-16LV | MIC-B Gastrostomie voedingskatheter 16 fr | 3-5 ml | 1 stuk |
| 0110-18 | MIC-B Gastrostomie voedingskatheter 18 fr | 7-10 ml | 1 stuk |
| 0110-20 | MIC-B Gastrostomie voedingskatheter 20 fr | 7-10 ml | 1 stuk |
| 0110-22 | MIC-B Gastrostomie voedingskatheter 22 fr | 7-10 ml | 1 stuk |
| 0110-24 | MIC-B Gastrostomie voedingskatheter 24 fr | 7-10 ml | 1 stuk |



MIC

Gastrostomie voedingskatheter met medicijnpoort



MIC-Gastrostomie voedingskatheter met medicijnpoort

De serie MIC-Gastrostomie voedingskatheters met medicijnpoort heeft een kleurcodering voor de maatvoering.

| artikelnr. | omschrijving | aanbevolen ballonvolume | verpakkings-eenheid |
|-------------|---|-------------------------|---------------------|
| ○ 0100-12LV | MIC-Gastrostomie voedingskatheter 12 fr | 3-5 ml | 1 stuk |
| ● 0112-14LV | MIC-Gastrostomie voedingskatheter 14 fr | 3-5 ml | 1 stuk |
| ● 0112-16LV | MIC-Gastrostomie voedingskatheter 16 fr | 3-5 ml | 1 stuk |
| ● 0112-18 | MIC-Gastrostomie voedingskatheter 18 fr | 7-10 ml | 1 stuk |
| ● 0112-20 | MIC-Gastrostomie voedingskatheter 20 fr | 7-10 ml | 1 stuk |
| ● 0112-22 | MIC-Gastrostomie voedingskatheter 22 fr | 7-10 ml | 1 stuk |
| ● 0112-24 | MIC-Gastrostomie voedingskatheter 24 fr | 7-10 ml | 1 stuk |

